

Analizatoare Roche

| |
|--|
| *cobas 6000 (c501+e601) an.bio-chim, ISE+imunologie; 170-2170 teste/h; |
| *cobas 4000 (c311+e411) an.bio-chim, ISE+imunologie pina la 450 teste/h; |
| *Integra 400 plus (an.bio-chimic +ISE); 400 teste/h; |
| *cobas c111 (an.bio-chimic+ISE optional); 180 teste/h; |
| *Reflotron Plus Instrument (chimie uscata); |
| *cobas b221 (gaze, electroliti, CO-oximetrie, glucoza si lacatat); |
| *ISE 9180 (electroliti); |
| *Accutrend Plus Kit mmol/l (glucoza,cholesterol, trigliceride si lacatat); |
| *Urisys 1100 analizator urina (10-50 probe/zi); |
| *cobas u 411 an.urina (30-100 probe/zi); |
| *cobas h232 (cardiomarkeri: trop.T,CK-MB,mioglobina, D-dimeri, NT-proBNP); |
| *CoaguChek XS (PT,INR, Quick value); |
| *cobas 4800 (RT PCR: hepatitis, HIV, HPV,HSV 1,2; CT/NG, MRSA, C.diff, BRAF,KRAS,EGFR,PIK3CA); |

Reagenti Roche cobas c111

| |
|--|
| [36755] *a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 |
| [36742] *Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190//38220000 |
| [36754] *ALP IFCC gen.2 200T cobas c 111 04657373190//38220000 |
| [36756] *ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 |
| [36757] *AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 |
| [43859] *BIL-D gen.2, 100T, cobas c 111 05589134190//38220000 |
| [44174] *BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190//38220000 |
| [45427] *CA, Gen.2, 400T, cobas c111 05061504190//38220000 |
| [36763] *Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 |
| [36745] *Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 |
| [45428] *CRP LX 200T cobas c111 05401615190 |
| [51216] *D-Dimer gen.2, 200T, cobas c111 05077753190//38220000 |
| [36753] *UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000 |
| [36752] *UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 |
| [36762] *GGT HICO 200T cobas c111 05401461190//38220000 |
| [36766] *Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 |
| [46482] *HDL-C plus 200T cobas c 111 05401488190//38220000 |
| [36748] *Iron gen.2, 100T c111 05401658190//38220000 |
| [46481] *LDL Cholesterin 100T c111 05401682190//38220000 |
| [36746] *MG 100T c111 05401712190//38220000 |
| [36747] *Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 |

Reagenti Roche AccutrendPlus

| |
|--|
| [44160] *Accutrend Chol Control 1 11418289190//3822000 |
| [44161] *Accutrend Control G 11284878190//3822000 |
| [25982] *Teste pt cholesterol Accutrend 25 teste 11418262012//38220000 |
| [32124] *Teste pt glucoza Accutrend 25 teste 11447475173 // 38220000 |

Reagenti Roche cobas Integra, c311, c501

| |
|--|
| [27787] *ALB BCG Gen2, 300 tests, integra, cobas c 03183688122 // 38220000 |
| [33260] *ALB-T TQ Gen. 2, 100 tests, cobas C Integra 04469658190 |
| [27921] *ALP IFCC Gen 2, 400T 03333701190 // 38220000 |
| [27922] *ALTL, 500Test, Integra, Cobas C 20764957322 // 38220000 |
| [45548] *ALTL/PYP, 275 tests, cobas c 04467388190//38220000 |
| [27923] *AMY-P, 200 Test Integra, Cobas C 20766623322 |
| [33266] *AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra 03183742122 // 38220000 |
| [30736] *APOAT 100 tests, cobas c, Integra 03032566122 |
| [30737] *APOBT 100 tests, Cobas c, Integra 03032574122 |
| [33261] *ASLO TQ, 150 tests, cobas C 04489403190//38220000 |
| [27924] *ASO 100 Test Integra, Cobas C 20750948322 |
| [27929] *ASTL, 500 test Integra, Cobas C 20764949322 // 38220000 |
| [45549] *ASTL/PYP, 425 tests, cobas c 04467493190//38220000 |
| [27788] *Bil-D , 350 tests, Integra, cobas C 05589061190 // 38220000 |
| [41929] *BIL-T Gen.3, 250 teste cobas c 05795397190//38220000 |
| [27784] *CREAJ Gen.2 700 Test, Cobas c, integra 04810716190 // 38220000 |
| [27930] *CHOL HiCo Gen 2 400 Test Integra, Cobas C 03039773190 // 38220000 |
| [27931] *CKL 200 test Integra, Cobas C 04524977190 // 38220000 |
| [27932] *CKMBL 100 test Integra, Cobas C 04525299190 |
| [32221] *CRP LX HS, 300 teste, cobas C, integra 04628918190 |

| | |
|--|---|
| [43842] | *CRP Gen.3, 250 tests, cobas c 04956842190/38220000 |
| [37672] | *CRP LX, 300T, cobas c, Integra 20764930322 |
| [33267] | *D-Dimer Gen.2, 100 tests, cobas C, Inegra 04912551190 // 38220000 |
| [50459] | *Ferr gen.4, 250T, cobas c, 04885317190 |
| [27934] | *GGT Gen 2 400 Test Integra, Cobas C 03002721122 // 38220000 |
| [27935] | *GLUC HK Gen 3. 800 TestIntegra, Cobas C 04404483190 // 38220000 |
| [48103] | *Hapt Gen.2, 100T, cobas c, Integra 03005593322 |
| [37103] | *HbA1C TQ Gen 3, 150 Test, Cobas C 501 05336163190 |
| [27937] | *HbA1C TQ Gen2, 150 Test, Integra, Cobas C 04528123190 |
| [35691] | *HbA1C TQ haemolyzing rg. Cobas C 04528182190 // 38220000 |
| [27939] | *HDL-C Gen3 200 Test Integra, Cobas C 04399803190 // 38220000 |
| [48602] | *Homocysteine 100T, cobas c, Integra 05385415190/38220000 |
| [37669] | *IGA Gen.2 150T, cobas c, 03507343190/38220000 |
| [50093] | *IGA, 100T, cobas Integra 20737755322 |
| [27940] | *IRON GEN 2 200 test Integra, Cobas C 03183696122 // 38220000 |
| [27802] | *LDHI Gen. 2 IFCC, 300 test, Integra, Cobas C 03004732122 // 38220000 |
| [27941] | *LDL-C Gen 2 175 Test Integra, Cobas C 03038866322 // 38220000 |
| [27942] | *LIPC, 200 Test Integra, Cobas C 03029590322 // 38220000 |
| [27943] | *LPa gen.2, 150T cobas c 05852625190 |
| [27789] | *MG,175 Test, integra, cobas C 20737593322 // 38220000 |
| [33336] | *Phos Gen.2, 250 tests, cobas C, Integra 03183793122 // 38220000 |
| [27785] | *TP Gen 2, 300 Tests, Cobas C, Integra 03183734190 // 38220000 |
| [27946] | *TRIGL , 250 test Integra, Cobas C 20767107322 // 38220000 |
| | *TRSF Gen.2, 100T, cobas c, Integra 03015050122 |
| [27948] | *UA Gen 2, 400 Test Integra, Cobas C 03183807190 //38220000 |
| [33255] | *UIBC, 100 tests, cobas C 04536355190 // 38220000 |
| [27947] | *UREAL, 500 test Integra, Cobas C 04460715190 // 38220000 |
| [27944] | *RFIL , 100 Test Integra, Cobas C 20764574322 |
| Gaze si electorliti cobas b221 | |
| [33790] | *Micro Electrode CA++ 03111644180 |
| [33791] | *Micro Electrode CL 03111571180 |
| [35683] | *Micro Electrode Dummy |
| [33782] | *Micro Electrode K+ 03111628180 |
| [33781] | *Micro Electrode Na+ 03111598180 |
| [33786] | *Micro Electrode PCO2 03111679180 |
| [33574] | *Micro Electrode Ph 03111717180 |
| [33785] | *Micro Electrode PO2 03111695180 |
| [33787] | *Micro Electrode Ref 03111873180 |
| Reagenti Roche cobas e411,e601,Elecsys 2010 | |
| [27805] | *ACTH Elecsys cobas E 100T 03255751190 |
| [27806] | *AFP Gen 1.1 Elecsys Cobas E 100T 04481798190 // 38220000 |
| [46459] | *AMH Elecsys cobas E 100T 06331076190 |
| [34097] | *Anti-CCP Elecsys Cobas E 100T 05031656190 |
| [30344] | *Anti-HBc Elecsys Cobas E 100T 11820559122 |
| [43830] | *Anti-HBc IgM Elecsys cobas E 100T 11820567122 |
| [30322] | *Anti-HBe Elecsys Cobas E 100T 11820613122 |
| [30323] | *Anti-HBs Elecsys Cobas E 100T 11820524122 |
| [37740] | *Anti-HCV G2 Elecsys cobas E 100T 06368921190 |
| [30324] | *Anti-TG Gen 4 Elecsys Cobas E 100T 06368697190 |
| [30325] | *Anti-TPO Gen 3 Elecsys Cobas E 100T 06368590190 |
| [45321] | *Anti-TSHR elecsys cobas E 100T 04388780190 |
| [33590] | *C-peptide Elecsys Cobas E 100T 03184897190 |
| [27816] | *CA 125 G2 Elecsys Cobas E 100T 11776223190 |
| [30327] | *CA 15-3 Gen.2 Elecsys Cobas E 100T 03045838122 |
| [33298] | *CA 72-4 Elecsys, cobas E 100T 11776258122 |
| [27819] | *CEA Elecsys Cobas E 100T 11731629322 |
| [27820] | *Cortisol Elecsys Cobas E 100T 11875116122 |
| [33293] | *DHEA-S Elecsys, cobas E 100T 03000087122 |
| [38961] | *Estradiol Gen 2. Elecsys Cobas E V3 100T 06656021190 |
| [36835] | *Ferritin Elecsys cobas E 100T V2 03737551190 |
| [27910] | *Free PSA gen 2 Elecsys Cobas E 100T 03289788190 |
| [32222] | *FSH Elecsys, cobas E 100T 11775863122 |
| [43181] | *FT3 Elecsys G3 cobas E 200T 06437206190 |

| | |
|--|--|
| [43180] | *FT4 G2 Elecsys cobas E 200T 06437281190 |
| [27828] | *HbeAg Elecsys Cobas E 100T 11820583122 |
| [25761] | *HBsAg |
| [30330] | *HBsAg Confirmatory Test Elecsys Cobas E 50T 11820648122 |
| [30329] | *HBsAg Gen 2 Elecsys Cobas E 100T 04687787190 |
| [30331] | *HCG + beta II Elecsys Cobas E 100T 03271749190 |
| [45318] | *HE4 Elecsys cobas E 100T 05950929190 |
| [43825] | *hGH Elecsys cobas E 100T 05390125190 |
| [33321] | *Hiv Combi PT Elecsys, cobas E 100T 05390095190 |
| [34802] | *HSV-1 IgG Elecsys cobas E 100T 05572185190 |
| [34803] | *HSV-2 IgG Elecsys Cobas E 100T 05572193190 |
| [27901] | *IgE Gen 2 Elecsys Cobas E 100T 04827031190 |
| [30332] | *Insulin Elecsys Cobas E 100T 12017547122 |
| [27834] | *LH Elecsys Cobas E 100T 11732234122 |
| [27840] | *Progesterone Gen 2 Elecsys Cobas E 100T 12145383122 |
| [33295] | *Prolactin Gen 2.1 Elecsys Cobas E 100T 03203093190 |
| [27844] | *PTH Elecsys Cobas E 100T 11972103122 |
| [27846] | *T3 Elecsys Cobas E 200T 11731360122 |
| [27847] | *T4 gen2 Elecsys Cobas E 200T 12017709122 |
| [27848] | *Testosterone gen 2 Elecsys Cobas E 100T 05200067190 |
| [27843] | *Total PSA Gen 2.1 Elecsys Cobas E 100T 04641655190 |
| [27852] | *Toxo IgG Elecsys Cobas E 100T 04618815190 |
| [30337] | *Toxo IgM Elecsys 100T Cobas E 04618858190 |
| [34216] | *Troponin T hs Elecsys Cobas E 200T 05092744190 |
| [30336] | *TSH Elecsys Cobas E 200T 11731459122 |
| [46475] | *Vitamin D total Elecsys cobas E 100T 05894913190/38220000 |
| [27853] | *Rubella Ig G Elecsys Cobas E 100T 04618793190 |
| [33322] | *Rubella IgM Elecsys, cobas E 100T 04618831190 |
| Reagenti Roche cobas u411, Urisys 1100 | |
| [34799] | *Combur 10 M 100 str. 11379208173//38220000 |
| [25980] | *Control-Test M Urisys-1100 50 teste 11379194263 // 38220000 |
| [25979] | *Test urina Combur10 UX N100 pentru Urisys 1100 11544373173/38220000 |
| [27485] | *Thermal paper 5 role |
| [45011] | *Thermo-printer paper (U-411) 5 pcs 04352483001 |
| Reagenti Roche cobas AmpliPrep/TagMan | |
| [31862] | *Set det. ADN Cap -G/CTM HBV V2.0 72 TESTS CE-IVD 04894570190 |
| [31863] | *Set det.ARN Cap -G/CTM HCV 72 TESTS EXPT-IVD 05532264190//38220000 |
| [39617] | *Kit RMS PCR Cell Media X250 05619637190/38220000 |
| Teste citologice | |
| CINtec Plus 50 teste cat. nr 06595367001 | |
| CINtec Plus 100 teste cat.nr. 06889549001 | |
| Analizatoare Ventana BenchMark (colorarea lamelelor) | |
| BenchMark XT 90 de lamele la bord | |
| BenchMark ULTRA 250+ teste gata de utilizare de detectare robuste optimizate biochimice pentru toate nevoile ICH/ISH | |
| BenchMark GX 60 de lamele la bord | |

* Pentru toata gama de echipamente sunt disponibile piese de schimb și asistență tehnică și aplicațională